

SK

Popis produktu

Sorbact® NPWT Wound Filler je sterilné krytie na rany viažuce baktérie a plesne. Skladá sa zo zelenej výplne rán Sorbact®. Sorbact® NPWT Wound Filler sa prispôsobuje ložisku rany a poskytuje rozloženie podtlaku bez rizika vrastania granulačných tkanív.

Mechanizmus účinku

Sorbact® viaže mikroorganizmy ako napríklad *Staphylococcus aureus* (vrátane MRSA, t. z. odolných voči methicilínu), *Streptococcus species*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* a *Candida albicans*, ako to vykazujú skúšky *in vitro*. Tieto mikroorganizmy sa odstraňia z rany pri každej výmene krytia.

Indikácia

Produkt Sorbact® NPWT Wound Filler je určený na použitie spolu so systémami podtlakového uzatvárania rán pri ošetrovaní čistých, kontaminovaných, kolonizovaných alebo infikovaných rán.

Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie aplikácie produktu Sorbact® NPWT Wound Filler. Pozorne si prečítajte upozornenia a varovania.

Upozornenia a varovania

Ak sa liečená rana zhorší, nezlepšuje sa alebo sa zistí vedľajší účinok, poraďte sa s lekárom alebo príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Nepoužívajte u pacientov so známou precitlivosťou na ktorúkoľvek zložku krytia.

Na efektívne naviazanie mikroorganizmov na krytie je nutné zaistiť vždy priamy kontakt krytia s ranou.

Ak by sa krytie na ranu prilepilo alebo prischlo, navlhčite ho alebo namočte použitím sterilného fyziologického roztoku, čo pomôže jeho odstráneniu a predídete tak narušeniu hojacej sa rany.

Nepoužívajte spolu s mastnými produktmi, ako je vazelinová gáza, pretože tieto môžu zabraňovať vstrebávaniu mikroorganizmov.

Vždy dbajte na to, aby sa produkt Sorbact® NPWT Wound Filler nedostal do priameho kontaktu s kosťami a šľachami, odhalenými krvnými cievami, anastomotickými miestami, orgánmi alebo nervami. Vždy sa uistite, že po odstránení krytia nezostali v rane kúsky jeho materiálu.

Produkt Sorbact® NPWT Wound Filler je jednorazový a nemá by sa použiť viackrát. Opakované použitie môže so sebou prinášať zvýšené riziko infekcie alebo skříženej kontaminácie.

Nerobte opakovanú sterilizáciu.

Nepoužívajte, ak je ochranná fólia poškodená.

Pred rádioterapiou produkt Sorbact® NPWT Wound Filler odstráňte. Po ošetroení môžete použiť nové krytie.

Sorbact® NPWT Wound Filler sa môže používať pri vyšetreniach magnetickou rezonanciou.

Návod na použitie

- Ranu pripravte v súlade s miestnou klinickou praxou.
- Zvoľte rozmer krytia zodpovedajúci veľkosti rany. Dbajte, aby bola okolitá pokožka čistá a suchá.
- Krytie vyberte z ochranného obalu použitím aseptickej techniky.
- Pokiaľ krytie striháte, otvorené a nepoužité krytie zlikvidujte.
- Krytie navlhčite použitím sterilného fyziologického roztoku.
- Voľne zaplňte dutinu rany a skontrolujte, či krytie prichádza do priameho styku s povrchom rany. Ak používate viac kúskov krytia, skontrolujte, či sú všetky kúsky navzájom v priamom styku, aby sa zaistilo rovnomerné rozloženie podtlaku. Spočítajte celkový počet použitých kúskov krytia a zaznačte ho do záznamov pacienta.
- Uistite sa, že výplň rany neprichádza do priameho styku so zdravou pokožkou.
- Úroveň tlaku by sa mala nastaviť podľa pokynov lekára a mala by byť založená na indikácii a stave rany.
- Postupujte podľa pokynov pre použitý systém NPWT.

Produkt Sorbact® NPWT Wound Filler by sa mal vymieňať po 48 – 72 hodinách.

Skladovanie a likvidácia

Skladujte v suchu a mimo slnečného žiarenia.

Likvidácia by sa mala vykonať v súlade s miestnymi environmentálnymi postupmi.

Date: 2017-10

Artwork no: 3884100NE.01

www.batistmedical.sk

info@batistmedical.sk

Tel. +421 244 888 639

85 101 Bratislava +

Kopčianska 10,

BATIST Medical SK, s.r.o.

SK

www.batist.cz

batist@batist.cz

Tel. +420 491 413111

549 41 Cerveny Kostelec

Nerudova 309,

BATIST Medical a.s.

CZ

www.onemed.lt

vilnius@onemed.com

Tel. +370 5 246 22 24

1218 Vilnius

Perkinkiemio g. 4A-505b,

OnMed UAB

LT

www.onemed.lv

riga@onemed.com

Biņotā iel. 67 96 47 47

Rīga, LV-1073

Darzemā ielā 56a,

OnMed SIA

LV

www.onemed.ee

Tel. 650 3630

76401 Laagri, Harjumaa

Pärnu mnt. 501,

OnMed OÜ

EE

www.abigo.no

1811 Askim

PB 81, Eidsbergveien 43

ABICO Medical AS

ON

Information

www.abigo.dk

Tel.: +45 4649 8676

4340 Tølløse

Stenbældsvej 25

ABICO Pharma AS

DK

Information:

www.abigo.com

Tel. +46 31 748 49 50

SE-436 33 Askim

Ekonomivägen 5

ABICO Medical AB

SE



SORBACT® NPWT WOUND FILLER

EN – Instructions for Use

SV – Bruksanvisning

DA – Brugsanvisning

NO – Bruksanvisning

ET – Kasutusjuhised

LV – Lietošanas instrukcijas

LT – Naudojimo instrukcijos

CS – Návod k použití

SK – Návod na použitie



ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, SE-436 33 Askim, Sweden

Tel: +46 31 748 49 50, www.abigo.com

